

➤ 백내장 수술 제품군

- 인공수정체 제품

제품명 (AcrySof)	백내장 수술	망막보호	비구면	난시교정	노안교정		삼중초점
					근	중	
Natural	V	V					
IQ	V	V	V				
Toric	V	V	V	V			
ReSTOR	V	V	V		V		
ReSTOR Toric	V	V	V	V	V		
PanOptix	V	V	V		V	V	V
PanOptix Toric	V	V	V	V	V	V	V

- 백내장 수술 및 안과 영역 수술시 사용되는 의약품

- 관류액 (Balanced Salt Solution)
 - BSS : 안과 수술 시 사용되는 안방수와 유사한 관류액
 - BSS Plus : 안과 수술 시 사용되는 안방수와 유사한 관류액
- 점탄물질 (OVD)
 - ProVisc : 백내장 수술(수정체 이식), 각막이식수술, 녹내장수술 등 각종 안과수술용 보조제
 - VisCoat : 백내장 수술(수정체 이식)을 포함한 각종 전안부 수술용보조제
 - DiscoVisc : 백내장 수술(수정체 이식)을 포함한 각종 전안부 안과 수술 보조제

- 백내장 수술용 장비

- 초음파 백내장 수술 장비

제품명	백내장 수술	극소절개	Ozil	Balanced Energy	Active Fluidics
Laureate	V	V			
Infiniti	V	V	V		
Centurion Silver	V	V	V	V	
Centurion	V	V	V	V	V

- 레이저 백내장 수술 장비
 - LenSx Laser System : Femto second 레이저를 이용한 레이저 백내장 수술 장비
- 백내장 수술 준비/보조 측정 장비
 - Verion Image Guided System : 각막의 고해상도 이미지를 분석하여 수술 계획 및 가이드를 진행하는 장비

➤ 망막 수술 제품군

- 망막 수술 장비(초자체 흡인 절단기 / 레이저)

- Constellation Vision System : 전안방과 후안방 모두의 안과 수술에 사용되는 수술 장비로, 유리체와 조직 절개, 백내장 수술, 후안방 수술 시의 조명, 지혈 등의 기능을 제공
- Purepoint Laser system : 레이저를 이용하여 안과영역에서 안구 조직을 절개, 파괴, 제거할 목적으로 수술 시 사용하는 기구

- 망막 수술 소모품

- Grieshaber® DSP instrument : 망막 수술 시 안구 내 조직을 잡거나 절단, 흡입 하는데 사용되는 미세 수술 기구

- 디지털 망막 수술 영상기기

- NGENUITY 3D Visualization system : 수술 시 외과용 현미경에 연결하여 평판 고화질 디지털 3D 디스플레이에 실시간으로 영상을 제공하는 장비. 확대 및 축소, 저장 가능

➤ 라식 수술 제품군

- 기타안과용 레이저 수술 장비 / 반도체 레이저 수술기

- WaveLight EX500 : 아르곤을 이용한 라식 수술용 엑시머 레이저로 시력교정 수술 장비
- WaveLight FS200 : 반도체를 이용한 라식 수술용 펄스 레이저로 라식 수술용 Flap 을 생성

- 생체현상측정기

- Topolyzer Vario : 각막 곡률 반경 측정, 각막 지형도 제공 장비